

# 替ブラシの特長など、より良い提案につながる知識の更新ができました

モリタでは、Cresmile関連製品（リスク分析・セルフケアなど）に関する院内セミナーを随時実施しています。

今回は電動歯ブラシ『ソニックアー』の院内セミナーを受講いただきました「あらかぎ歯科クリニック様（京都市中京区）」のレクチャーの様子をレポートいたします。



## ソニックアー体感デモレポート #15

### ソニックアーの魅力 あらためて体感！

先代院長の時代からソニックアーを導入されていたあらかぎ歯科クリニック様。今回のデモには、蘭源太郎院長と2名の歯科衛生士さん、1名の歯科助手さんにご参加いただきました。

「ソニックアーの良さをあらためて体感し、それが患者さんへの提案につながればと思います」と蘭院長。『プレミアムオールインワンブラシ』にも興味をお持ちのようでした。

### 『プレミアムオールインワンブラシ』 の実体験とその感想

製品紹介では、3種類のハンドル\*と9種類の替ブラシの特長を説明。中でも、歯垢除去・ステイン除去、歯ぐきのケアもできる『プレミアムオールインワンブラシ』については、丸い毛より効果的にステインを落とすよう設計さ



れたトライアングルカットの毛先や、植毛の角度が異なることで歯間部にしっかりアプローチできることなどに関心を持っていただけた様子。実物を手に取り、感触を確かめながら、他のブラシとの違いを確認されていました。

スタッフのみなさんからは、「コンパクトなヘッドを好まれる患者さんが多いので、『プレミアムオールインワンブラシ』はヘッドの大きさが気になります」という意見

も出ましたが、お試し後には、「ヘッドが大きいので臼歯部の頬側面にもしっかりブラシを当てることができました」「ヘッドの背面がラバーになっているので、振動があっても痛くなくて良かったです」など、前向きな感想も。「歯肉のケアと歯間部へのアプローチが一度にできるので、忙しい方や短時間で効率的に歯磨きがしたい方におすすめていきたいですね」というコメントもいただきました。

\*「ダイヤモンドクリーンスマート プロフェッショナル」・「プロテクトクリーン プロフェッショナル」・「プロテクトクリーン4700 プロフェッショナル」

**アップデートした知識で  
より良い提案を**

これまではブラシの選定やハンドルとの組み合わせに悩まれることも多かったようですが、今回のデモでは、「歯ぐきのケアに特化した替ブラシ『プレミアムガムケアブラシ』をホワイトモードで使用するなど、替ブラシとブラッシングモードを自由に組み合わせられることがわかりました」「『プレミアムガムケアブラシ』は『プレミアムクリーンブラシ』の横幅よりスリムなので、最後臼歯部にもア

プローチしやすいことがわかりました」「ソニックアーキッズの対象年齢（4歳以上）を再確認できました」などのご感想をいただき、スタッフの皆様もハンドルと替ブラシそれぞれの特長と使用方法をご自身の中で再認識された様子。

正しい磨き方やメンテナンス方法にアクセスできる2次元バーコード付きの“使い方カード”についても、「名刺サイズなのでお渡ししやすいですし、ご自宅でお好きなときに使い方を再確認していただけるのは便利ですね」と高評価。

製品への理解が深まることで、患者さんへのより良い提案につなげていただければ幸いです。



**あららぎ歯科クリニック**

京都市中京区西ノ京東中合町56  
パレット御池1F

一般歯科や予防メインテナンスのほか、歯周病治療、インプラント治療、咬合治療のプロフェッショナルとしても知られるクリニック。「厚生労働省が承認する再生療法を用いて歯の寿命を延ばし、お口全体のコントロールを考えた治療を行っています」。



**Cresmile WEBセミナーのご案内**


予防歯科に欠かせないリスクチェックやセルフケアの幅を広げるアイテムなどを、モリタ社員がご提案いたします。

医院様のご希望に合わせて案内製品をカスタマイズすることも可能です。



セミナーのご依頼はこちらから

— リスク分析 —



— セルフケア —



**お問い合わせ** 詳しくは、お出入りのディーラーまたは「モリタお客様相談センター」までお問い合わせください。

株式会社モリタ お客様相談センター<歯科医療従事者様専用>

**TEL.0800-222-8020(無料) FAX.0800-222-6480(無料)**

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00(祝日、夏期休暇、年末年始を除く)

IP電話やひかり電話などからは、つながらない場合がございます。  
その際はお手数ですが、06-7664-8080(有料)までご連絡ください。  
メールによるお問い合わせ [www.dental-plaza.com/contact/](http://www.dental-plaza.com/contact/)