

2020年4月
診療報酬改定関連製品セレクション

2020年4月診療報酬改定の主な改正内容(抜粋)

項目	処置名	旧点数	新点数		
基本診療料	歯科初診料	251点	▶ 261点		
	歯科再診料	51点	▶ 53点		
医学管理料	歯科疾患管理料	100点	▶ 100点	算定条件追加	
	口腔機能管理料	—	100点	新設	
	小児口腔機能管理料	—	100点	新設	
	周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)	190点	▶ 200点		
在宅医療	歯科訪問診療料	初診時	251点	▶ 261点	
		再診時	51点	▶ 53点	
	歯科疾患在宅療養管理料	3 1及び2以外の場合	190点	▶ 200点	
検査	小児口唇閉鎖力検査	—	100点	新設	
	睡眠時歯科筋電図検査	—	580点	新設	
処置	象牙質レジンコーティング	—	46点	新設	
	加圧根管充填処置	3根管以上	200点	▶ 208点	
	手術用顕微鏡加算		400点	▶ 400点	算定条件追加
	歯周病重症化予防治療	1 1歯以上10歯未満	—	150点	新設
		2 10歯以上20歯未満	—	200点	新設
		3 20歯以上	—	300点	新設
	機械的歯面清掃処置		68点	▶ 70点	
	非経口摂取患者口腔粘膜処置		—	100点	新設
手術	顎関節授動術	単独の場合	—	440点	新設
	超音波切削機器加算		—	1000点	新設
麻酔	静脈内鎮静法		120点	▶ 600点	
	歯科麻酔管理料		—	750点	新設
歯冠修復 及び 欠損補綴	CAD/CAM冠用材料	CAD/CAM冠用材料(I)	289点	▶ 228点	
		CAD/CAM冠用材料(II)	—	254点	新設
		CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)	533点	▶ 422点	
	咬合印象		—	140点	新設
	内面処理加算		—	45点	算定条件追加
	生活歯歯冠形成	既製冠	120点	▶ 120点	名称変更
	既製金属冠		—	229点	新設

基本診療料

歯科初診料
歯科再診料

従来の(1)～(4)に新たに(5)を施設基準に追加
(5) 院内感染防止対策に係る職員研修を行っていること。
月1回程度の開催、ICTを活用するなど対面によらない方法でも可

ハンドピース

トルクテック

術者のメリットを考えぬいた、こだわりのインスツルメント。
トルクテックは、なによりも使用される術者のメリットを重視。それは「操作性」「安全性」「耐久性」のすべてに考慮することでした。これらを実現すべく、モリタの先進テクノロジーを集結したインスツルメントです。



標準価格 78,000円～

販売名 トルクテック
一般的名称 ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号 221ACBZX00074000
機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

ツインパワータービン

ツインパワーテクノロジーが生み出すパワーは、
ウルトラMで18W、ウルトラEで20W、
スタンダードで22W、トルクタイプでは25W。
ねばり強く、強力にセラミックや
金属補綴物を研削します。



● 製品ページはこちら



● 動画はこちら

標準価格 115,000円～

販売名 ツインパワータービン
一般的名称 歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号 21200BZZ00035000,21200BZZ00036000,21900BZX00096000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

感染予防・消毒・滅菌



ルブリナ2

株式会社モリタ製作所

ハンドピースに合った注油量、ブロー時間がプログラムされているため、最大4本のハンドピースを短時間で自動的にメンテナンスできます。
クリーンエアブローシステムにより、ハンドピース内部の隅々まで、しっかりと注油・洗浄し、手差しのように、
人による作業のバラつきが無く安定したメンテナンスを提供します。

標準価格 230,000円 201070495

※写真はイメージです。ハンドピース・カップリングは商品に含まれておりません。

IC Clave

クラスB オートクレーブ

クラスB基準に適合したIC Claveは、
患者さんやスタッフへ、
より清潔な診療環境を提供いたします。

標準価格 998,000円 202720050

販売名 クラスB オートクレーブ IC Clave
一般的名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器届出番号 227AGBZX00093A02
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社IHIAグリテック



IC Washer

ウォッシャー ディスインフェクター

器具の洗浄・消毒を全自動で行うことができるので、時
間短縮、業務の効率化が可能で、二次感染のリスクも未
然に防ぐことができます。

洗浄室内の様子が一目でわかるシースルーパネルを
採用。

「すぎ19分」から「80℃、90℃、93℃の洗浄/消毒」まで、
多彩な洗浄/消毒コースを搭載しています。

標準価格 1,780,000円 202720150

販売名 ウォッシャー・ディスインフェクター IC Washer
一般的名称 器具除染用洗浄器
医療機器届出番号 33B2X0005000002
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 株式会社IHIAグリテック



基本診療料

歯科初診料
歯科再診料

従来の(1)~(4)に新たに(5)を施設基準に追加
(5)院内感染防止対策に係る職員研修を行っていること。
月1回程度の開催、ICTを活用するなど対面によらない方法でも可

感染予防・消毒・滅菌

スマートクレーブ

標準価格 598,000円 202700001

販売名 スマートクレーブ
一般的名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号 223AIBZX00044000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社タカソ



EXクレーブⅡ

標準価格 388,000円 201070195

販売名 EXクレーブⅡ
一般的名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器届出番号 219AABZX00079000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



EⅡクレーブ

標準価格 382,000円 201030120

販売名 EⅡクレーブ
一般的名称 小型包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号 222AABZX00061000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社湯山製作所



ルナクレーブ

標準価格
ルナクレーブ 468,000円 202230435
ルナクレーブ フルオート 548,000円 202230436

販売名 ルナクレーブ
一般的名称 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号 221AGBZX00062A01(ルナクレーブ フルオート)、
221AGBZX00062000(ルナクレーブ)
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 SKメディカル電子株式会社



Toraysee® for CE

トレシーの超極細繊維(約2 μ m)は拭き取り面に密着して汚れをとらえ、毛細管現象によりマイクロポケット繊維の隙間に次々と汚れを取り込んでいくため、優れたワイピング性能を発揮します。

標準価格
10枚/箱(1枚ずつ個装) 3,600円 202600303
〔非医療機器〕〔未滅菌〕

医療機器向け拭拭クロス
販売名 Toraysee® for CE
規制等 非医療機器
販売元 東レ・メディカル株式会社



ウルトラ・クレンジム

株式会社菱化デンタル

特殊ブレンドの酵素のチカラでタンパク汚れや脂質を強力分解します。泡洗浄、浸漬洗浄など、多用途に使用できます。

標準価格
ウルトラクレンジム 150mL 5,800円 202600101
ウルトラクレンジム泡洗浄ボトル 1,090円 202600102

⑤ 50~500倍(用途に応じて)



マイクロジッド センシティブ ワイプス

シエルク&マイヤー株式会社

清掃と除菌が一度にできるクロス。
アルコールフリーなので、血液も直接拭き取ることができます。

標準価格 200枚 4,700円 202600300

EN(欧州規格)試験準拠



デンタボン

シエルク&マイヤー株式会社

洗浄効果もあり、各種印象体に
使用できる除菌/洗浄剤。

標準価格 900g 8,400円 202600301

⑤ 100倍
EN(欧州規格)試験準拠



ギガセプト インスツルAF

シエルク&マイヤー株式会社

超音波洗浄器との併用も可能な除菌/
洗浄剤。防錆剤配合除菌/洗浄剤なので
器具を傷めません。

標準価格 2,000mL 9,600円 202600302

⑤ 33倍
EN(欧州規格)試験準拠



コムフィットマスク ブラッシュ

サルタン

シルクタッチのなめらかな肌触り

米国医療用マスク規格ASTM-F2100-11レベル2
に適合した高い防護性と通気性があります。

BFE 99.6%
PFE 98.6%

標準価格 40枚入(白色) 3,000円 206200043



ニトリルゴム極薄手袋 パウダーフリー NB-200

株式会社ダンロップホームプロダクツ

サイズ SS、S、M、L

標準価格 200枚入 各2,000円 202340053



医学管理料等

歯科疾患管理料
口腔機能管理料

小児口腔機能管理料
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)

院内データ総合管理ソフト

TrinityCore3

患者さんの心を瞬時につかむ視覚表現

グラフィカルな表現で、履歴管理された院内データを患者さんへスピーディに表示、患者さんの治療への理解と共感を得ることで信頼関係が築けます。多数の院内データを一元管理することで、診療の効率化につながります。

- 利用しやすい
月額ライセンス
- 常に最新バージョン
- クライアント
マシンフリー
- リモートナビサービス



歯科用音波式電動歯ブラシ

ソニックアー

プロテクトクリーンプロフェッショナル
希望患者価格 17,400円
※ブラシヘッドは別売です。



毎分約31,000回的高速振動
音波水流とブラッシングのW効果で歯垢を落とす

お悩みに合わせたテーラーメイド電動歯ブラシ

ソニックアーは、歯科医師・歯科衛生士の皆様が、患者さんの口腔内状況を見た上で、患者さんの要望も聞き入れつつ専門的な立場でふさわしいブラシヘッドとブラッシングモードを選んでいただくことができます。まさに専門家によるテーラーメイド(大切な患者さんのため特別に仕立てた製品)です。



● 製品ページはこちら



● 動画はこちら



歯科用多目的超音波治療器

ソルフィー F

使いやすさを追求したデザインと多様な機能を併せ持つ超音波スケーラー ソルフィー F はスケーリング、ペリオ分野での使用はもちろん、内蔵された根管長測定機能との連動によりエンド分野での使用を大きくサポートします。また、ワイドレンジのパワーと豊富なチップラインナップにより、さまざまな臨床に対応し、効率的な治療を実現します。



ソルフィーF

標準価格

ソルフィーF 248,000円 201070903
ソルフィーF ライト付き 288,000円 201070904
ソルフィーF ボトル、ライト付き 358,000円 201070905

販売名 ソルフィー F
一般的名称 歯科用多目的超音波治療器
医療機器認証番号 224ACBZX00016000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



● 製品ページはこちら



ソルフィーF ボトル、ライト付き

歯面清掃用器具

エアフローハンディ 3.0 Plus エアフローハンディ 3.0

縁上の歯面清掃はもちろん、歯肉縁下のバイオフィームまで除去することを可能にした歯面清掃用器具です。



エアフローハンディ 3.0 Plus



エアフローハンディ 3.0

標準価格

エアフローハンディ 3.0 Plus 215,000円 206270031 ~ 206270038
エアフローハンディ 3.0 189,000円 206270021 ~ 206270028

販売名 エアフロー ハンディ3.0
一般的名称 電動型機器接続歯面清掃用器具
医療機器認証番号 229AFBZ100002000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
選任製造販売 株式会社モリタ

医学管理料等

歯科疾患管理料
口腔機能管理料

小児口腔機能管理料
周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)

口角鉤 アングルワイダー

素材が柔らかく適度なしなりがあるため、口角へ装着する際に無理に口を広げることがありません。また、装着している時の不快感も軽減されます。



標準価格 9,900円(2入) 201510395

販売名 口角鉤
一般的名称 歯科用開口器
医療機器届出番号 11B1X1000650D204
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

MSタンクリーナー

説明:舌を傷つけない、やわらかいエラストマー樹脂が口臭の原因となる舌苔を効果的に取り除き、舌を清潔に保ちます。口臭予防、口腔衛生に効果的です。



標準価格 425円 207830001
患者向け価格 500円(税別)

チューイング ブラシ 子ども用柄付 チューイング ブラシ 大人用柄付

(株) 藤原歯科産業

顎骨や口腔周囲の軟組織の新陳代謝を高め、咀嚼機能系の回復や正しい咬合トレーニングに効果的です。



標準価格 1,720円 201040300~303
患者向け価格(税別) 1,950円

ポスカF

江崎グリコ株式会社

水溶性“カルシウム”と“フッ素”がWで配合!

かむたびに、カルシウムとフッ素(フッ化物イオン)がお口に広がるガム

標準価格 1袋 74粒入 各650円
患者向け価格(税別) 各750円



ペパーミント ストロベリー マスカット

歯科技工用成型器

ミニスター S scan II

マウスガードだけでなくスプリント、いびき防止装置など様々なオーラルアプライアンスの製作に高い形成圧と加熱・加圧・冷却時間までを自動設定するスキャン機能搭載の加圧形成器。

標準価格 398,000円206360600

販売名 ミニスターS scan II
一般的名称 歯科技工用成型器
医療機器届出番号 27B1X00109000325
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社 モリタ



ブラックスチェッカー

バイオスターやミニスターなどで加熱・加圧成形を行なうと簡易咬合接触解析装置となります。睡眠ブラキシズム時の生理的咬合パターンが解析できます。

標準価格 6,500円(0.1mm 10枚入) 206360119

販売名 ブラックスチェッカー
一般的名称 歯科咬合診断用材料
医療機器届出番号 13B2X00107000A10
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 (株) JM ORTHO



在宅医療

歯科訪問診療料

歯科疾患在宅療養管理料

訪問診療用ポータブルユニット


ポータキューブ+

軽い、簡単、快適

ポータキューブ+ はチェアユニットと共通のハンドピースを搭載した All in One の訪問診療用ポータブルユニット。訪問先でも普段と変わらない診療が行える、静かで十分な吸引力を持つポータキューブ+ (標準吸引タイプ)に加え、より強力でチェアユニットと同等の吸引力を持つポータキューブ+ SV (高吸引タイプ)をラインナップ。便利なLEDライト付きハンドピースも搭載。様々な機能により、快適な訪問診療をサポートします。

標準価格 ポータキューブ+ 980,000円 100800028
ポータキューブ+SV 1,100,000円 100800029

販売名 ポータキューブ+
一般的名称 可搬式歯科用ユニット
医療機器認証番号 301ACBZX00008000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



ポータブル歯科用X線装置

ポートエックスⅢ

軽量、コンパクトで手軽に持ち運べるX線装置です。シンプルな操作パネル、ディスプレイ表示で撮影設定も簡単です。イメージングプレートやCCDセンサーのようなデジタルセンサーでも、デンタルフィルムでも対応。大容量バッテリー内蔵で連続照射可能 (最低5秒間隔を空けて下さい)。必要な機能に絞り、シンプルな設計です。



標準価格 480,000円 206240100

販売名 ポートエックスⅢ
一般的名称 アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
医療機器認証番号 226ACBZX00045000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



●製品ページはこちら

歯科重合用光照射器、歯面漂白用加熱装置

ペンキュアー 2000



●製品ページはこちら

●動画はこちら



標準価格 165,000円 201070372

販売名 ペンキュアー2000
一般的名称 歯科重合用光照射器、歯面漂白用加熱装置
医療機器届出番号 26B1X00001000513
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

歯科用照明器

マイクロラックスⅡ

- 高輝度のLEDライトで照度があり、根管口などの見えにくい部位を明るく照らす。
- 直径3mmと2mmのガラスライトガイド、1mmと0.75mmのファイバーライトガイドなどの様々な先端形状で部位や用途に応じて使用できる。
- ミラー部に光があたり術野を明るく照らして鏡視することができる。
- 手元ボタンにより2段階の光量調整が可能。

標準価格 46,800円 206100020

販売名 マイクロラックスⅡ
一般的名称 汎用歯科用照明器
医療機器届出番号 27B1X00109000331
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造 アドテント (米国)



歯科技工用電動式ハンドピース

オズ ブラック-P

標準価格 63,800円 206060020

販売名 オズ ブラック-P
一般的名称 歯科技工用電動式ハンドピース
医療機器届出番号 27B1X00109000310
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造 株式会社セシン精密



処置

象牙質レジンコーティング

加圧根管充填処置 3 3根管以上

手術用顕微鏡加算

3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断面撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断面撮影の費用は別に算定できる。

歯科用シーリング・コーティング材

ハイブリッドコートⅡ

標準価格 17,000円 204610420

販売名 ハイブリッドコートⅡ
一般的名称 歯科用シーリング・コーティング材
医療機器認証番号 221AFBZX00106000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社



クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER

標準価格 13,400円 202430583
内容 5.6mL×1本

販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER
一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)
(歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)
(歯科用シーリング・コーティング材)
医療機器認証番号 228ABBZX00065000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



X線装置



Veraview X800

New Frontier of the X-ray

ベラビュー X800は、CT撮影に加えパノラマ/セファロ撮影を1台で可能にしたAll-in-oneタイプのX線診断装置。高解像度、ボクセルサイズ80 μ mのCT撮影を実現。CT撮影は、水平にX線を照射することで、アーチファクトの少ない画像を取得できます。さらに、高精細な360度CT撮影モードとハイスピードで低照射線量の180度CT撮影モードを搭載し、診断目的に合わせた撮影を行うことができます。

標準価格 9,600,000円～ 100903030～ 100903075

販売名 ベラビュー X800
一般的名称 デジタル式歯科用パノラマ・断面撮影X線診断装置
医療機器承認番号 228ACBZX00008000
機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



Veraviewepocs X700+3D

New Frontier of the X-ray

ベラビュー エボックスX700+ 3Dは、1台でパノラマ撮影、セファロ撮影、CT撮影が可能です。パノラマ撮影は、AFP(全顎自動焦点補正)機能を搭載し、全域に渡ってフォーカスの合ったくっきりとした読影しやすい画像を提供します。CT撮影は、簡単な位置付けと操作により、 \varnothing 40×H40mmの局所領域の撮影から、フルマウス対応の \varnothing 100相当×H80mmまで鮮鋭な画像を提供します。さらに洗練された多彩な画像処理を活用することで、多角的な診断に役立つことが期待できます。

標準価格 9,800,000円～ 100902930～ 100902970

販売名 ベラビュー エボックス
一般的名称 アナログ式歯科用パノラマ・断面撮影X線診断装置
医療機器認証番号 20900BZZ00259000
機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

処置

加圧根管充填処置 3 3根管以上
手術用顕微鏡加算

マイクروسコープ

手術用顕微鏡 ライカM320-D

ライカ手術用顕微鏡M320の動画・静止画のクオリティを高めたFullHDカメラ内蔵タイプ。対物レンズマルチフォーカスは作業長を200mmから300mmの広範囲でピンと調整が可能。リモコンの簡単操作で、動画・静止画をSDカードに記録でき、再生も可能。ライブ映像はHDMIコードでモニターへ出力可能。

標準価格 5,200,000円 202590580

一般的名称 可変型手術用顕微鏡
医療機器届出番号 13B2X10268320FD1
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 ライカマイクロシステムズ株式会社

※フロアスタンド対応の他 床固定タイプ、天井懸架タイプ、壁掛けタイプ、ユニットマウントタイプがあります。



●製品ページはこちら

●動画はこちら

関連商品

JIZAI

高い耐破断性と柔軟性を有する
NiTiロータリーファイル

標準価格 各5,400円 202490369~374

基本キット3本 (21mm、25mm)
単品 各3本入 04 (#25~#50)、06 (#25~#35)、
オフィスオープナー #25.14

販売名 マニー® NiTiファイル
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号 301ABBZX00035000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 マニー株式会社

使用手順の動画が
ご覧いただけます。



ガッタパーチャ除去用ファイル

マニー-GPR (ガッタパーチャポイントリムーバー)

標準価格 4本入 ASS(1S,2S,3N,4N) 3,500円 202390382
4本入 (1S,2S) 2,350円 202390380
4本入 (3N,4N) 4,650円 202390381

形態 #1S,#2S(ステンレス)、#3N,#4N(NiTi)
許容回転数 1000±500min⁻¹

販売名 マニー-GPR
一般的名称 電動式歯科用ファイル
医療機器認証番号 224ABBZX00088000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 マニー株式会社



歯科用多目的超音波治療器 ソルフィーF

標準価格 ライト無し 248,000円 201070903
ライト付き 288,000円 201070904
ボトル、ライト付き 358,000円 201070905

一般的名称 歯科用多目的超音波治療器
医療機器認証番号 224ACBZX00016000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



歯科多目的治療用モータ Tri Auto ZX2

穿通、グライドパス、根管形成をモーターで
トライオートZX2は、コードレスでコンパクトなボディに根管長測定機能を搭載。熟練した術者の手指の細やかな動きを再現し、これ1台で穿通・グライドパスを含む根管拡大形成を根管長測定機能との連動により、より速く行うことが可能です。
* 当社従来品との比較。

標準価格 220,000円 201070514

販売名 トライオートZX2
一般的名称 歯科多目的治療用モータ
医療機器認証番号 228AHBZX00040000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所

製品のページも
ぜひご覧ください。



歯科用起子及び剥離子 GPRリムーバー スピアー(ポイント式)



鉤状の先端形状によりガッタパーチャポイント等根管充填材を効率よく、除去できます。

標準価格 3,300円 201510215
シングル 0.3S/φ0.3×21mm、0.3L/φ0.3×28mm
ダブル 0.5S/φ0.5×21mm、0.5L/φ0.5×28mm、
0.7S/φ0.7×21mm、0.7L/φ0.7×28mm

マイクروسコープ使用時はφ0.3~0.5mm
ルーペまたは裸眼時はφ0.7mmを推奨します。
※目視できる範囲のみに有効です。

販売名 GPRリムーバー スピアー
一般的名称 歯科用起子及び剥離子
医療機器届出番号 1181X1000642D032
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

ソルフィー アンカーチップ E10

標準価格 9,500円 201070926



ソルフィー レットロチップ R1

標準価格 8,500円 201070928R1



処置

加圧根管充填処置 3 3根管以上
手術用顕微鏡加算

関連商品

電熱式根管プラグ デュオペン

ガッタパーチャを即座に溶解し、根尖部までしっかり封鎖するための電熱式根管プラグです。

標準価格 138,000円 206300400

販売名 デュオペン
一般的名称 電熱式根管プラグ
医療機器認証番号 231AFBZX00029000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



歯科根管材料電気加熱注入器 デュオガン

ガッタパーチャに流動性を持たせることにより、緊密な充填が行える電気加熱注入器です。

標準価格 138,000円 206300300

販売名 デュオガン
一般的名称 歯科根管材料電気加熱注入器
医療機器認証番号 231AFBZX00028000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



歯科用覆髄材料 BioMTAセメント

初期硬化時間が2分30秒、硬化時間は140分と比較的に早く硬化します。X線造影剤にはジルコニアを使用し、直接覆髄でも造影剤の色が透過せず、審美的に優れます。また、科学的に精製したバイオセラミックス材料なので、人体に有害な重金属を含みません。

標準価格 2入 5,050円 206490020
8入 16,800円 206490021

販売名 BioMTAセメント
一般的名称 歯科用覆髄材料
医療機器認証番号 226AKBZX00110000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



歯科用覆髄材料 スーパーMTAペーストセット

外来刺激から歯髄を保護する
Resin-modified MTA

スーパーMTAペーストは、重合開始剤に「TBV」を用いたResin-modified MTAです。露髄した非感染生活歯髄に用いることにより、外来刺激から歯髄を保護します。

標準価格 20,000円 204610140

販売名 スーパーMTAペースト
一般的名称 歯科用覆髄材料
医療機器認証番号 230AKBZX00064000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社



歯科用根管充填シーラ メタシール Softセット

除去性を有した接着性レジン系根管充填用シーラーです。アミノ酸系重合開始剤により、浸潤した根管象牙質でも浸透・重合して良好な接着性能が得られます。

標準価格 11,000円 204610470



販売名 メタシール Soft
一般的名称 歯科用根管充填シーラ
医療機器認証番号 224AFBZX00148000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社
販売名 エンドノズル
一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具
医療機器届出番号 25BZX00005000002
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社

歯科用根管充填シーラ スーパーボンド 根充シーラー／ アクセルセット

スーパーボンドの優れた口腔内組織親和性を活かし、従来の密着封鎖から接着封鎖に変えた根管充填材です。歯質に良好な樹脂含浸層を形成するとともに、象牙細管内にレジングラを形成して、33MPaの接着強さを発揮します。

標準価格 28,000円 204610346



販売名 スーパーボンド根充シーラー
一般的名称 歯科用根管充填シーラ、歯科用エッチング材
医療機器認証番号 21700BZZ00037000
医療機器承認番号 21400BZZ00187000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器
製造販売 サンメディカル株式会社

歯科用根管充填シーラ ウォッシングニードル

針管の先端部を閉鎖し、先端近くの2つの側孔より薬液を噴出させ注入圧を分散させることにより、患部に刺激をあたえ難く、洗浄効果にすぐれている。豊富なサイズバリエーション。

標準価格
ソフトタイプ 4,000円 205150030～035
ハードタイプ 12,000円 205150036



販売名 クリーンウォッシングニードル
一般的名称 洗浄剤注入用具
医療機器届出番号 27B1X00045000009
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 ニプロ株式会社

処置

歯周病重症化予防治療	1	1歯以上10歯未満
	2	10歯以上20歯未満
	3	20歯以上

歯周病安定期治療の対象となっていない、歯肉に限局する炎症症状を認める患者に対する歯周病重症化予防治療を実施した場合の評価を新設する。

歯周ポケット測定器

Pam

モリタDOORシステムとのシームレスなデータ同期が可能です。

Pamを歯周ポケットに挿入すると、適切な圧力20g～25gで計測できるので、カンタンに検査を行うことができます。

標準価格 128,000円 102850027

【商品構成】

Pam本体×1
Pamディスプレイ7mm×2
Pamディスプレイ13mm×2

ペリオスタジオ
Pamモリタ連携オプションCD×1

本体寸法：16mm×185.8mm
本体質量：48g
定格電圧：DC 5V (USB/バスパワー)
消費電流：0.1A (最大)
USBコード長：2m

押し込み圧：最大25g以下
測定範囲：7mm 0～6mm
13mm 0～12mm
最小表示単位：1mm
表示精度：±0.5mm

販売名 Pam

一般的名称 歯周ポケット測定器
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号 228AIBZX00027000



歯科用電動式ハンドピース

マイクロマックスブライト

コードの制限から解放され、場所を選ばずにPMTCが可能です。取り外し可能なLEDライトモジュールは口腔内を奥までしっかり照らし、さらに高トルクにより低速回転でも高い清掃力を実現しました。

標準価格 132,000円

ラッチタイプ 206070001
スクリュウタイプ 206070002

販売名 マイクロマックスブライト

一般的名称 歯科用電動式ハンドピース
医療機器認証番号 230AFBZX00082000
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売：株式会社モリタ



プローブ

ペリオプローブ



標準価格 4,400円 201010619

販売名 ペリオプローブ

一般的名称 歯周ポケットプローブ
医療機器届出番号 11B1X100664D003
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

ハンドピース

トルクテック プロフィーコントラ

標準価格 68,000円 202600034

販売名 トルクテック

一般的名称 ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器届出番号 11B1X100664D003
医療機器の分類 クラスII 管理医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ製作所



歯磨カップ

ヤングデンタル プロフィーカップ

やわらかく歯面のフィット性が高いPMTC用ラバーカップ
スクリュウタイプ/ラッチタイプ

販売名 ヤングデンタル プロフィーカップ

一般的名称 歯磨カップ
医療機器届出番号 27B1X00109000335
医療機器の分類 クラスI 一般医療機器
製造販売 株式会社モリタ

ラッチタイプ

個包装で衛生的です。柔軟性が高く歯面へのフィット性が優れており、側面内面の溝を同時に使って効率良く清掃できます。カップがやわらかく裾が広がるため、隣接面や歯肉縁下、隅角部の清掃に適しています。側面に溝はありません。



プロフィーカップ
エリートソフトCA LF

標準価格
40個プリスターパック入 3,600円
206050005



プロフィーカップ
エリートEXソフトCA LF

標準価格
40個プリスターパック入 3,600円
206050006



プロフィーカップ
4ウェブソフトCA

標準価格
144個入 6,400円
206050003



プロフィーカップ
4ウェブレギュラーCA

標準価格
144個入 6,400円
206050004

スクリュウタイプ

柔軟性が高く歯面へのフィット性が優れており、側面内面の溝を同時に使ってペーストを保持しながら効率良く清掃できます。



プロフィーカップ
エリートフレックスLF

標準価格
144個入 6,100円
206050001



プロフィーカップ
エリートフレックスロングLF

標準価格
144個入 6,100円
206050002

処置

機械的歯面清掃処置
非経口摂取患者口腔粘膜処置

スケーラー

スケーラー est / est KIRIKO

【estブレード】は研磨に従来以上の時間と手間をかけた「磨き上げ」と研磨熱による硬度低下を防ぐ「水砥ぎ技術」により実現したシャープで切れ味が持続するブレードです。また、Gキュレットestはわずかにブレード長を短くすることで、歯肉縁下への挿入や操作時のブレードコントロールがしやすくなり、歯周組織のダメージを抑えて効率的に処置を行えます。

標準価格	Gキュレットestカラフィー	4,800円	2015107361~2015107462
	Gキュレットestサクラ	4,600円	2015107331~2015107452
	Gキュレットestスケルトン	4,200円	2015107391~2015107472
	Gキュレットest角柄	3,900円	2015107421~2015107482
	スケーラー estKIRIKO	4,800円	#H5/33: 201510755, #H6/H7: 201510756

販売名 スケーラー est
一般的名称 歯科用スケーラ
医療機器届出番号 11B1X1000662D210
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM

販売名 Gキュレット est
一般的名称 歯周用キュレット
医療機器届出番号 11B1X1000662D108
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社YDM



JMスポンジブラシ

説明:歯ブラシが使えない人やうがいができない人のために考案された、口腔内を傷つけないディスプレイザブルスポンジです。

標準価格 1,400円 50本 (10本入袋×5) 202040840
患者向け価格(税別) 1,680円

(株)ニチエイ



手術

顎関節授動術 イ 単独の場合
超音波切削機器加算

電動式骨手術器械

ソニックサージオン 310L

軟組織を傷付けず硬組織のみに作用する、電動式骨手術器械「ソニックサージオン310L」は最大20Wの高い出力を備え、ストレスを感じることなく高い精度の骨手術が可能です。これにより軟組織への損傷などのリスクの軽減と手術時間の短縮を実現します。LEDライト照明が、明るい術野を確保します。

標準価格 750,000円 206780370

販売名 ソニックサージオン310L
一般的名称 電動式骨手術器械
医療機器届出番号 226AFBZX00003000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



歯冠修復及び欠損補綴

- CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)
- CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)
- CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)

CAD/CAM冠の適応を上顎第一大臼歯に拡大する。

CAD/CAMブロック

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) <大臼歯用>

カタナ® アベンシア® Pブロック

CAD/CAM冠大臼歯に対応した高強度タイプのブロック

- ・特定保険医療材料「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)」(大臼歯用)に適合した製品です。
- ・機械的強度に優れ「クリアフィル ユニバーサルボンド Quick ER」、
- 「SALルーティングMulti」と組み合わせることで優れた接着性を表現します。

<高い曲げ強さ>

超微粒子フィラーを高密度に配合する独自技術により、大臼歯部の咬合にも耐える機械的強度を発揮。

<高い弾性率>

撓みにくく、臨床でのクラウンの脱離低減が期待できる高い弾性率。

標準価格	12 A2LT,A3LT,A3.5LT	5入	24,200円	202270720
	14 A2LT,A3LT,A3.5LT	5入	24,200円	202270721

販売名 カタナ アベンシアPブロック
 一般名称 歯科切削加工用レジン材料
 医療機器認証番号 229AFBZX00091000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



形状・色調

種別	a軸	b軸	c軸	色調
12	10	12	15	A2 LT, A3 LT, A3.5 LT
14	12	14	18	A2 LT, A3 LT, A3.5 LT

(単位: mm)

※材料の名称及びロット番号等を記載したシールが付属します。(5組/箱)

CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) <小臼歯用>

カタナ® アベンシア® ブロック2



- ・特定保険医療材料「CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)」(小臼歯用)に適合した製品です。
- ・高い滑沢耐久性と簡便な研磨性を表現しています。
- ・アベンシアシリーズ同様にLT(ロートランス)、OP(オペーク)、ML(マルチレイヤー)を取り揃えています。

標準価格	12 A2LT,A3LT,A3.5LT	5入	13,500円	202270722
	12 A3OP	5入	13,500円	202270723
	12 A2 ML,A3 ML,A3.5 ML	5入	13,500円	202270726
	14L A2LT,A3LT,A3.5LT	5入	16,500円	202270724
	14L A3OP	5入	16,500円	202270725

販売名 カタナ アベンシア ブロック2
 一般名称 歯科切削加工用レジン材料
 医療機器認証番号 302AFBZX00019000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) <小臼歯用>

カタナ® アベンシア® ブロック

独自の製造法によりナノフィラーを高密度に配合。強度と滑沢耐久性の両立を実現したCAD / CAMブロックです。

標準価格	12 A2LT,A3LT,A3.5LT	5入	13,500円	202270710
	12 A3OP	5入	13,500円	202270711
	12 A2ML,A3ML,A3.5ML	5入	13,500円	202270714
	14L A2LT,A3LT,A3.5LT	5入	16,500円	202270712
	14L A3OP	5入	16,500円	202270713

販売名 カタナ アベンシアブロック
 一般名称 歯科切削加工用レジン材料
 医療機器届出番号 226AFBZX00116000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社

歯冠修復及び欠損補綴

CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)

CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)

関連商品

クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER

標準価格 13,400円 202430583

販売名 クリアフィル® ユニバーサルボンド Quick ER
 一般的名称 歯科用象牙質接着材(歯科セラミックス用接着材料)
 (歯科金属用接着材料)(歯科用知覚過敏抑制材料)
 (歯科用シーリング・コーティング材)
 医療機器認証番号 228ABBZX00065000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



SAルーティング® Multi

オートミックス

標準価格 10,700円 202440212~202440214

ハンドミックス

標準価格 7,700円 202440202~202440204

販売名 SAルーティング® Multi
 一般的名称 歯科接着用レジセメント
 医療機器認証番号 230ABBZX00096000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



パナビア® V5 スターターキット(ユニバーサル)

標準価格 23,000円 202430601

販売名 パナビア V5
 一般的名称 歯科用接着充填材料 歯科用セメントキット
 医療機器認証番号 226ABBZX00106000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 サンメディカル株式会社



クリアフィル® セラミック プライマー プラス

標準価格 7,000円 202430637

販売名 クリアフィル® セラミック プライマー プラス
 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料)
 医療機器届出番号 226ABBZX00105000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



スーパーボンド CAD/CAM冠セット

CAD/CAM冠接着に適したスーパーボンドの新セット

標準価格 24,800円 204610559

販売名 スーパーボンド
 一般的名称 歯科接着用レジセメント
 医療機器認証番号 221AABZX00115000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 サンメディカル株式会社

販売名 ティースプライマー
 一般的名称 歯面処理材
 医療機器認証番号 222AFBZX00100000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 サンメディカル株式会社

販売名 スーパーボンド PZプライマー
 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料
 医療機器認証番号 224AFBZX00102000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 サンメディカル株式会社



カタナ® クリーナー

接着前の唾液などの支歯・補綴装置への汚染をシンプルなステップ清掃

標準価格 4,200円 202430970

販売名 カタナ® クリーナー
 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材)
 医療機器認証番号 301ABBZX00015000
 医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社



歯冠修復及び欠損補綴

咬合印象
内面処理加算

生活歯歯冠形成
既製金属冠

条件追加

接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する接着性を向上させることを目的に内面処理を行った場合は、接着冠ごとに45点を所定点数に加算する。

咬合印象

パーフェクティム 30秒バイト



標準価格 6,300円 206410520

販売名 パーフェクティム 30秒バイト
一般的名称 歯科咬合採得用材料
医療機器届出番号 27B1X00109000200
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社モリタ

ミニプラスター



標準価格 52,000円 206400210

販売名 ミニプラスター
一般的名称 歯科用研削材
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
医療機器届出番号 27B1X00109000318
製造販売 株式会社モリタ

3 in 1 ダブルバイトディスポトレー

標準価格 前歯用 35入 6,000円 206230060A
片顎用 35入 6,000円 206230060P

販売名 3 in 1 ダブルバイトディスポトレー
一般的名称 歯科印象採得用トレー
医療機器届出番号 27B1X00109000328
医療機器の分類 クラスⅠ 一般医療機器
製造販売 株式会社モリタ



既製冠

キッズクラウン

誤嚥、誤飲防止のためのフロスを通すリング付きで、障がい児や子供への装着時の落下を防ぐことができ、リングはホープライヤーでねじるだけで簡単に外せます。経済性に優れた(リング無し)もラインナップしています。

キッズクラウン 単品10入
withリング 標準価格 6,000円 206240007~10
リング無し 標準価格 4,000円 206240002~5

販売名 キッズクラウン
一般的名称 歯科用被覆冠成形品
医療機器認証番号 222AFBZX00106000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ



パーマクラウン

子供から高齢者までの、障がい者、認知高齢者、要介護者、歯科恐怖症患者など継続的な治療が困難な患者さんに即時の修復(1day treatment)が可能です。

パーマクラウン 単品5入
標準価格 2,000円 206240012~15

販売名 パーマクラウン
一般的名称 歯科用被覆冠成形品
医療機器認証番号 229AFBZX00026000
医療機器の分類 クラスⅡ 管理医療機器
製造販売 株式会社モリタ





発売

株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター < 歯科医療従事者様専用 > T 0800.222 8020 (フリーコール)

【製造販売一覧】

株式会社IHIアグリテック 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 〒704-8122
株式会社アスカメディカル 大阪市城東区関目2丁目12-10 〒536-0008
SKメディカル電子株式会社 滋賀県長浜市七条町305-1 〒526-0817
クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町2-28 〒959-2653
サンメディカル株式会社 滋賀県守山市古高町571-2 〒524-0044
株式会社タカゾノ 大阪府枚方市津田山手2丁目9番20号 〒573-0218
ニプロ株式会社 大阪府大阪市北区本庄西3-9-3 〒531-8510
株式会社湯山製作所 大阪府豊中市名神口3-3-22 〒561-0841
マニー株式会社 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3 〒321-3231
ライカマイクロシステムズ株式会社 東京都新宿区高田馬場1-29-9 〒169-0075
株式会社YDM 埼玉県東松山市今泉28 〒355-0042
株式会社 JM Ortho 東京都千代田区神田駿河台 2-2 御茶ノ水杏雲ビル 14F 〒101-0062
株式会社モリタ製作所 京都府京都市伏見区東浜南町680 〒612-8533
株式会社モリタ東京製作所 埼玉県北足立郡伊奈町小室712 〒362-0806

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

- 標準価格の後の数字は品目コードです。
- 掲載商品の標準価格は、2020年4月1日現在のもので、標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
- ディーラーによっては一部の掲載商品はお取り扱いできない場合がございます。
- 商品の取り扱い状況に関してはお問い合わせください。